



うれしい2種類のモードを搭載

コリをぎゅっとつかんでほぐす
つかみもみマッサージ



コリを「つかみもみ」と「たたき」でほぐす
もみたたき複合マッサージ



コリをぎゅっとつかんでほぐすのがいいですね。
おすすめします。

首・肩、腰のコリをつかんでほぐす、
つかみもみマッサージャーなら、
疲れたその日に、ほんの10分でリフレッシュ。



元プロテニスプレーヤー
スポーツキャスター
杉山 愛

THRIVE
イメージキャラクター

つかみもみマッサージャー MD-500

つかみもみ × もみたたき





コリをつかんでほぐす「つかみもみ」と、
つかみもみとたたきでほぐす「もみたたき」の
モードを搭載しました。

もみたたき

つかみもみとたたきによるリズムカ
ルな複合マッサージです。

つかみもみ(速・遅)

4つのもみボールと2つのもみアーム
が同時に動作することで、つかみ
もみするマッサージです。

自動コース(I・II)

効果的にプログラムされた2種類の
マッサージコースを設定しました。



オートオフ
10分 使い過ぎ・
切り忘れ防止

電気代目安
12円/月 (1日30分使用)
新電力料金目安単価
27円/kWhで計算

筋肉の疲れや血行不良などによるコリを徹底的に施術。
スライヴは、つかみもみの技にこだわります。



首・肩

腰

仕様

■販売名:つかみもみマッサージャー MD-500 ■医療機器認証番号:228AKBZX00066000
■医療機器の種類:管理医療機器 ■一般名称:家庭用電気マッサージ器 ■定格:
AC100V 50/60Hz 30W ■ACアダプター:I:VP1200-2500P ■定格時間:20分 ■オートタイ
マー:約10分 ■もみ回数:速約18回/分 遅約15回/分 ■もみたたき回数:もみ約20回/分 た
たき約516回/分 ■外形寸法:幅約35.5cm×奥行約46cm×高さ約17cm ■質量:約2.3kg
■電源コード長さ:約1.8m ■材質:本体:ABS樹脂 布カバー:ナイロン/ポリエステル/ポリウレ
タン ■付属品:ACアダプター ■医療機器製造販売業者:大東電機工業株式会社 〒577-0026
大阪府東大阪市新家東町2番38号 ■医療機器製造販売業許可番号:27B2X00055 ■JAN
コード:(BR)ブラウン4975287606367 ■標準価格:17,800円(税別)

医療機器認証商品

効能・効果(あんま、マッサージの代用)

●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛、筋肉痛の緩和

安全上のご注意

ご使用前に取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。

医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。

●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど) ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人 ●背骨に異常がある人、曲がっている人 ●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ●温度感覚喪失が認められる人、低温やけどをしたことがある人(電熱装置を持つ機器を使用する場合) ●本品を使用しても効果がみられない人 ●その他医療機関で治療中の人
守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。

使用前に必ずマッサージ機構部の張地が破れていないか確認する。

(どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、ACアダプターを抜き、修理を依頼してください。)

守らないとけがや感電のおそれがあります。

次の人は使用しない。

医師からマッサージを禁じられている人。(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)
症状を悪化させるおそれがあります。

子供だけで使わせたり、自分で操作できない人に使わせない。

子供に本品で遊ばせない。また、幼児の手の届く範囲では使用しない。
事故やけが、故障のおそれがあります。

次のようなときは使用しない。

●疲労が激しいとき ●酒に酔っているとき ●湿疹が生じているとき
体調不良をおこすおそれがあります。

機器は改造しない。

火災や感電、けがの原因になります。

お問い合わせは当店へどうぞ……



元プロテニスプレーヤー
スポーツキャスター
杉山 愛

THRIVE
イメージキャラクター

グラントラムでは女子ダブルスで4度の優勝、連続出場62回
の世界記録を樹立。オリンピックには4回出場。世界ランクは、
シングルス8位・ダブルス1位、2009年10月現役を引退。



お問い合わせは お客様ご相談センター 受付 9:00~17:00(祝日を除く、月~金)
ナビダイヤル 0570-064-762

製造販売元

大東電機工業株式会社

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号
ホームページ <http://www.daito-thrive.co.jp>

●製品の仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。
●製品の色は印刷物ですので、実物とは色が若干異なることがあります。
●製品の価格には、配送・設置・電気工事・使用済み製品の引き取り費用などは含まれておりません。

写真・イラストはイメージです 記載内容は2017年2月現在のものです