

THRIVE
スライヴ



リリースシューター ダブル
Release Shooter W

製品仕様

販売名	ハンディマッサージャー MD-8020
カラー	(BK)ブラック
医療機器認証番号	304AKBZX00017000
医療機器の種類	管理医療機器
一般的名称	家庭用電気マッサージ器
定格	AC100V 50/60Hz 20W
定格時間	20分
振動回数	はやい 約2400回/分 ゆっくり 約2000回/分
外形寸法	グリップ収納時 幅 約44cm×奥行 約18.5cm×高さ 約14cm グリップ最大開放時 幅 約87.5cm×奥行 約31.5cm×高さ 約14cm
質量	約1.6kg
電源コード長さ	約2m
材質	本体: ABS樹脂 アタッチメント: ナイロン/発泡EVA樹脂 (丸型ヘッドのヘッド部)/ABS樹脂(曲脚丸型ヘッドのヘッド部)
JANコード	4975287609153
1箱箱寸法	幅 約48.5cm×奥行 約19cm×高さ 約12cm
1箱重量	約2kg
医療機器製造販売業許可番号	27B2X00055
メーカー希望小売価格	29,800円(税抜価格27,091円)
電気代の目安(月):	約8円(1日30分使用) 新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算(当社調べ)

「はやい・ゆっくり」の速度2段階の切り替え式



アタッチメント3種類×2個(付属品)



使用目的または効果

あんま、マッサージの代用・疲労回復・血行をよくする・筋肉の疲れをとる・筋肉のこりをほぐす・神経痛、筋肉痛の痛みの緩解 一般家庭で使用すること
安全上のご注意 ご使用前に取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。

医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。
○ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ○悪性腫瘍のある人 ○心臓に障害のある人 ○妊娠中や出産直後の人 ○糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ○皮膚に創傷のある人 ○安静を必要とする人 ○体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど) ○骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人 ○背骨に異常がある人、曲がっている人 ○けいしんよう(寝褥)炎の人 ○かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ○その他医療機関で治療中の人
●事故や体調不良の原因になります。
次の人は使用しない。
医師からマッサージを禁じられている人。(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈ひょう(瘤)、急性静脈ひょう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症 [皮下組織の炎症を含む]など) ●症状を悪化させる原因になります。
次のようなときは使用しない。
○疲労が激しいとき ○酒に酔っているとき ○湿疹が生じているとき ●体調不良をおこす原因になります。
乳幼児や自分で意思表示できない人に使わない。安全に責任を負う人の監督または指示がない限り、子供や補助を必要とする人に使わない。
●事故やけがの原因になります。



製造販売元
大東電機工業株式会社
〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号

daito-thrive.co.jp



元プロテニスプレーヤー
スポーツコメンテーター
杉山 愛
スライヴ イメージキャラクター

お客様ご相談センター 受付 9:00~17:00(祝日を除く、月~金)

0570-064-762 ナビダイヤル
一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。
ナビダイヤルがご利用できない場合
TEL.06-6783-8627 FAX.06-6783-8633



表示を正しく
家電公認安全
マークは、適正な表示を
保証しています。

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
右記販売店にご相談ください。
または、大東電機工業お客様ご相談センターにご連絡ください。

○製品の仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。
○製品の色は印刷物ですので実物とは色が若干異なることがあります。
○製品の価格には、配送・設置・電気工事・使用済み製品の引き取り費用などは含まれておりません。

写真はイメージです 記載内容は2022年7月現在のものです

THRIVE

ダブルヘッド×可動グリップ、
一台で広範囲にボディケア。

リリースシューター ダブル

Release Shooter W

ハンディマッサージャー MD-8020 **管理医療機器**



ダブルヘッドと可動グリップが、ダイレクトにボディケア。

交互に動作するダブルヘッドと、独自の可動グリップで、今まで届きにくかった部位を広範囲にケア。




コリをダブルヘッドでケア。



疲れた部位をケア。


ダブルヘッドの動作が、身体の広範囲をケア。

交互に動作するダブルヘッドが、肩まわり・背中・腰まわり・おしり・腕・太ももなど、気になるポイントを自在にケア。



身体のさまざまな部位にフィットする3種類のアタッチメント。

曲脚丸型ヘッド



曲脚丸型ヘッドは、部位によって、外向き・内向きを自由に変更が可能です。

外向き




内向き



丸型ヘッド(スポンジ製)



平型ヘッド



左右のグリップは施療部位にあわせて開閉が可能。

リリースシューター ダブリュ

Release Shooter W

ハンディマッサージャー MD-8020 管理医療機器